

## Sample Submission Guidelines for RNA-seq

### RNA-seq 解析 サンプル送付ガイドライン

### RNA サンプル用

RNA-seq サービスは Diagenode SA(ベルギー)で実施します。

弊社にて事前に RNA サンプルの品質チェックを行いませんので、下記ガイドラインに沿って調製した RNA サンプルを送付してください。

(株)ダイアジェノード連絡先:[info.jp@diagenode.com](mailto:info.jp@diagenode.com)

Website: <https://www.diagenode.com/en/categories/rna-seq-category>

#### 1. Preparation of the samples

##### RNA サンプル調製方法

The quality of the RNA to be used for RNA-seq is very important and depending on your application we will send you the adequate RNA sample preparation guidelines

RNA サンプル調製の手順は解析の成否に大きく影響します。アプリケーションに応じて最も適切な手順を送付いたします。

#### 2. Shipment Instructions

##### RNA サンプル送付方法

- Prepare the samples in 1.5 mL or 0.5mL tubes and label them carefully.  
サンプル容器は 1.5 ml または 0.5ml チューブを使用し、油性マジックでサンプル番号を明記してください。ラベルを貼付する場合は剥がれないようにご注意ください。
- Fill the **RNA\_Sample\_ID\_sheet.xlsx** file with all relevant information and send it by email.  
弊社よりお送りした「サンプル ID シート」ファイルに表記サンプル名とすべての関連情報を記入してください。
- Always send the samples on dry ice and make sure you supply sufficient dry ice for the whole transport and unexpected delays.  
サンプルを輸送する際は常に、十分な量のドライアイスと同梱してください。
- Print the **RNA\_Sample\_ID\_sheet.xlsx** and include it in your package when shipping the samples.  
必要事項を記入した「サンプル ID シート」を印刷して、サンプルと同梱してお送りください。

## GUIDELINES

- Please send the parcel at the beginning of the week so it gets to us before the weekend.  
土・日・祝日はサンプルの受け取りを行っておりません。休日を挟まないように平日午前着指定で下記の住所へお送りください。

サンプル送付先:

株式会社ダイアジェノード エピジェネティクス受託解析サービス係 行 〒930-0834 富山県富山市問屋町 1-8-7 富山営業所 TEL 076-482-3110
---

※サンプルは、容器破損が起らないように梱包してください。

※サンプル ID シートとドライアイスと同梱し、冷凍便でお送りください。

※平日着でお送りください。発送は元払いでお願いしています。